

Sensibilisation à la Manipulation du Défibrillateur



Objectifs

Former les participants sur les pratiques fondamentales d'une réanimation cardio pulmonaire (massage cardiaque)

Compétences acquises par les participants :

- ✓ Détecter les signes d'un arrêt respiratoire chez une victime
- ✓ Alerter ou faire alerter les secours de façon optimale pour garantir au mieux l'efficacité de leur intervention
- ✓ Pratiquer un massage cardiaque
- ✓ Mettre en place et utilise un défibrillateur

Durée

1h30

Effectif

Jusqu'à 12 participants

Public

Tout collaborateur souhaitant apprendre à utiliser un défibrillateur

Lieu

Dans l'établissement du client

Formateur

Intervenant certifié et habilité en qualité de formateur SST

Pédagogie

- Pratique des gestes techniques
- Pédagogie adaptée au groupe de participants

Administratif

- Feuilles de présences
- Attestations de formation

Programme

- L'examen d'une victime
- L'alerte des secours
- Les consignes particulières de l'établissement
- Le massage cardiaque
- Le défibrillateur

Moyens pédagogiques

- Mannequin permettant la pratique de la réanimation Cardio-Pulmonaire
- Défibrillateur d'entraînement
- Protection de sol pour mises en situations et pratiques des gestes au sol
- Matériel hygiénique pour la pratique des insufflations sur mannequins (bouche à bouche)
- Livret de formation (remis à chaque participant en faisant la demande)